

HPV 자가 채취 키트

이 키트에는 검체를 자가 채취하기 위해 필요한 모든 재료가 포함되어 있습니다.

중요 안내 사항


- 검체 채취 전 이 안내서를 주의 깊게 읽고 완전히 숙지하십시오.
- 안내서의 내용을 준수하시면 불편이 최소화되며 통증이 없습니다.
- 다음과 같은 경우 검체를 채취해서는 안 됩니다 - 월경 중(생리 기간), 임신 중, 출산 후 3개월 이내, 최근 산부인과 수술을 받은 경우, 또는 비정상적 출혈이나 골반 통증이 있는 경우.
- 3일 이내에 질정, 질 크림, 질 세정제, 질용 피임약 또는 콘돔을 사용한 경우 검체 채취를 진행하지 마십시오.
- 2일 이내에 성관계, 초음파 검사 또는 산부인과 검진을 받은 경우 검체 채취를 진행하지 마십시오.
- 문제가 발생하거나, 몸이 불편하거나 어지러움을 느끼실 경우 즉시 채취를 중단하거나 전문 의료인에게 상담하십시오.
- 면봉에는 동물성 재료가 포함되어 있지 않습니다.

검체 포장 내용물

포장 내용물에 아래의 모든 항목이 포함되어 있는지 확인하십시오. 특정 항목이 누락되었거나 손상된 경우 검체 채취를 진행하지 말고 전문 의료인에게 도움을 요청하십시오.



질 면봉 및 채취용 튜브




검체 반환용 봉투

Summary
First name
Date of birth
Sample date
Sample Region: SE South


검체 라벨

환자 안내서 - 검체 스왑



- 1** 따뜻한 비눗물로 손을 씻습니다. 면봉과 채취용 튜브가 들어 있는 포장물을 개봉합니다.
채취용 튜브의 뚜껑을 벗긴 후 옆에 놓습니다.



- 2** 검체 채취 시 편안한 자세를 유지하는 것이 중요합니다. 서 있는 자세로 검체를 채취할 수도 있습니다.
검체 채취 전 면봉 튜브의 뚜껑을 돌려 밀봉을 해제합니다.




- 3** 튜브에서 면봉을 꺼내 스틱 중간에 빨간색으로 표시된 부분을 손가락으로 잡고 검체를 채취합니다. 끝부분의 빨간색 뚜껑을 잡지 마십시오.
검체 채취 중 흰색 면봉의 끝부분이 표면에 닿지 않도록 주의하십시오. 채취 중 면봉이 표면에 닿은 경우 새 제품을 요청하십시오.



면봉을 질에 삽입하거나 제거하는 과정에서 기를지 않게 똑바로 잡습니다. 다른 손으로 질 바깥쪽 피부를 가볍게 벌려줍니다. 면봉의 끝을 질 입구에 삽입합니다. 가장 끝 부분이 허리를 향하도록 하고 근육을 이완시킵니다.

- 5** 그림과 같이 면봉을 질에 삽입합니다. 면봉이 쉽게 들어가지 않으면 삽입 시 부드럽게 돌려줍니다. 손을 빨간색 선에 맞춰 놓으면 너무 깊이 들어가는 것을 방지합니다. 삽입이 너무 어려울 경우 억지로 지속하지 마십시오.




- 6** 면봉이 질 벽에 닿도록 10~30초 동안 회전시킨 후 조심스럽게 면봉을 제거합니다.




- 7** 면봉을 채취 튜브에 조심스럽게 담습니다.

튜브를 꽉 잡고 면봉 스틱 부분을 빨간색 선에서 잘라냅니다. 스틱의 끝 부분은 버리고 면봉 솜이 있는 부분을 남겨둡니다.



- 8** 채취 튜브의 뚜껑을 돌려 꼭 닫아줍니다.



이제 면봉을 의료진에게 돌려줄 준비가 완료되었습니다. 의료진은 검체 검사에 필요한 절차를 완료한 후 검체를 검사실로 보냅니다.
스왑 채취 튜브, 투명한 검체용 봉지, 검체 라벨 및 본 안내서를 의료진에게 전달합니다.



본 안내서의 다른 언어 버전은 www.hslpathology.com/cervical-screening-self-collection에서 확인하실 수 있습니다

© The Doctors Laboratory Limited, 2025.
그림: © Jag Matharu/Thin Air Productions
TAP5692-KOREAN/04-08-25/V8