

HPV જાતે નમૂનો લેવા માટેનું પેક

આ પેકમાં જાતે નમૂનો લેવા માટે જરૂરી સામગ્રીઓ છે.

અગત્યની માહિતી


- કૃપા કરીને તમારો નમૂનો લેવાનો પ્રયાસ કરતાં પૂર્વે આ સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક અને પૂરેપૂરી રીતે વાંચશો.
- જો આ સૂચનાઓને અનુસરવામાં આવે તો તમને નહિવત અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થશે અને કોઈ પીડા નહિ થાય.
- આ સ્થિતિઓમાં નમૂનો લેવાનું કામ હાથ ધરાવું જોઈએ નહિ: રજોસ્ત્રાવ (તમારા માસિક) દરમિયાન, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન, પ્રસૂતિ બાદના ત્રણ મહિનામાં, જો તમે તાજેતરમાં સ્ત્રીરોગ સંબંધિત શસ્ત્રક્રિયા કરાવી હોય, અથવા અસાધારણ રક્તસ્ત્રાવ થતો હોય કે પેડુમાં ફુમાવો થતો હોય.
- જો પાછલા 3 દિવસની અંદર તમે યોનિમાં મૂકવાની ગોળી, ક્રીમ અથવા વોશ, યોનિમાં ઉપયોગમાં લેવાના ગર્ભનિરોધકો અથવા કોન્ડમનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો નમૂનો લેવો જોઈએ નહિ.
- જો પાછલા 2 દિવસની અંદર લેંગિક સંબંધ બાંધ્યો હોય, અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્કેન કરાવ્યા હોય અથવા સ્ત્રીરોગ સંબંધિત તપાસ કરાવી હોય તો નમૂનો લેવો જોઈએ નહિ.
- જો તમને સમસ્યાઓ હોય, અસ્વસ્થતા થતી હોય/માથું ભમતું હોય, તો કૃપા કરીને થોભો અથવા તમારા સ્વાસ્થ્યકાળજી વ્યવસાયિકની સલાહ લો.
- સ્વોબ પ્રાણીજન્ય ઘટક ધરાવતું નથી.

નમૂના માટેના પેકની સામગ્રી

કૃપા કરીને એ તપાસી લેશો કે પેકમાં નીચે જણાવેલી બધી વસ્તુઓ ભરેલી છે. જો કોઈપણ વસ્તુ ખૂટતી જણાય અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત હોય, તો નમૂનો લેવાનું કામ આગળ વધારશો નહિ, સહાય માટે તમારા સ્વાસ્થ્યકાળજી વ્યવસાયિકનો સંપર્ક કરશો.



યોનિ માટે સ્વોબ અને નમૂનો ભરવા માટે ટ્યુબ




નમૂનો પરત કરવા માટે થેલી

Summary
First name
Date of birth
Sample date
Sample Region: SE South

નમૂના માટે લેબલ

દર્દી માટે સૂચનાઓ - સ્વોબ નમૂનો

- તમારા હાથ સાબુવાળા હાથોળા પાણીથી ધુઓ. સ્વોબ અને નમૂનો ભરવા માટેની ટ્યુબ ધરાવતું પેક ખોલો.
નમૂનો ભરવા માટેની ટ્યુબનું ઢાંકણ ખોલો અને તેને એક બાજુએ મૂકી દો.
- નમૂનો લેતી વખતે અનુકૂળ સંતુલન જાળવવું અગત્યનું છે. તમે ઊભેલી સ્થિતિમાં તમારો નમૂનો લઈ શકો છો.
તમારો નમૂનો લેતાં પહેલાં સ્વોબ ટ્યુબનું સીલ ખોલવા માટે ઢાંકણ ફેરવો.



3 તમારો નમૂનો લેવા માટે સ્વોબને ટ્યુબમાંથી બહાર કાઢો અને દાંડીની વચ્ચેની લાલ નિશાની પાસેથી તેને તમારી આંગળીઓ વડે પકડો. તેને લાલ છેડા વાળા ઢાંકણ વડે પકડશો નહિ.

નમૂનો લેવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન કૃપા કરીને સ્વોબના સફેદ છેડાને કોઈપણ સપાટી સાથે સ્પર્શવા દેશો નહિ. જો સ્વોબ કોઈપણ તબક્કે કોઈ સપાટીને સ્પર્શો જાય તો એક નવા પેક માટે વિનંતી કરો.

4 સ્વોબને તમારી યોનિમાં દાખલ કરતી વખતે અથવા બહાર કાઢતી વખતે સીધું પકડો. તમારા બીજા હાથ વડે, યોનિની બહારની ત્વચાને હળવેથી ફેલાવો. સ્વોબના છેડાને યોનિના મુખમાં દાખલ કરો. છેડાને તમારી પીઠના નીચલા ભાગ તરફ જતી હોય તે રીતે રાખો અને તમારા સ્નાયુઓને શિથિલ કરો.

5 સ્વોબને તમારી યોનિમાં અહીં બતાવ્યા પ્રમાણે દાખલ કરો. જો સ્વોબ સહેલાઈથી સરકે નહિ, તો તમે દાખલ કરતા જાવ તમ તેને હળવેથી ગોળ ઘુમાવતા જાઓ. લાલ લીટી પરની તમારી આંગળીઓ તમને બહુ આગળ સુધી જતાં રોકશે. જો તે ખૂબ મુશ્કેલ લાગતું હોય, તો આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરશો નહિ.

6 સ્વોબને 10-30 સેકન્ડ સુધી ઘુમાવો, તે તમારી યોનિની દીવાલને સ્પર્શતું હોય તેની ખાતરી કરો, ત્યારબાદ સ્વોબને કાળજીપૂર્વક બહાર કાઢો.

7 સ્વોબને નમૂનો ભરવાની ટ્યુબમાં કાળજીપૂર્વક મૂકો.
ટ્યુબને સ્થિર પકડી રાખીને દાંડીને લાલ લીટી પાસેથી બટકાવી દો. સ્વોબનો દાંડી વાળો છેડો ફેંકી દો, 3 વાળો છેડો રહેવા દો.

8 ઢાંકણ ફેરવીને બંધ કરી નમૂનો ભરવાની ટ્યુબને પાછી ચુસ્ત બંધ કરો.

હવે તમે સ્વોબ તમારા સ્વાસ્થ્યકાળજી વ્યવસાયિકને પરત સોંપવા માટે તૈયાર છો. તેઓ તમારા નમૂનાને પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવે તે પહેલાં જરૂરી પ્રક્રિયાઓ પૂરી કરશે.
સ્વોબ ભરવાની ટ્યુબ, નમૂના માટેની પારદર્શક થેલી, નમૂના માટે લેબલ અને આ સૂચના પત્રક તમારા સ્વાસ્થ્યકાળજી વ્યવસાયિકને સોંપી દો.



આ સૂચનાઓને અન્ય ભાષાઓમાં જોવા માટે કૃપા કરીને અહીં મુલાકાત લેશો:
www.hslpathology.com/cervical-screening-self-collection
© The Doctors Laboratory Limited, 2025.
સચિત્ર ઉદાહરણો: © Jag Matharu/Thin Air Productions
TAP5692B-GUJARATI/04-08-25/V/8