

مستلزمات جمع العينة بنفسك لفحص فيروس الورم الحليمي البشري


تضم هذه المجموعة مستلزمات سحب العينة بنفسك.

معلومات مهمة

- نرجو قراءة هذه التعليمات بعناية شديدة قبل محاولة جمع العينة بنفسك.
- يجب الالتزام بهذه التعليمات لجمع العينة بدون ألم، أو شعور بعدم الراحة.
- لا تقومي بجمع العينة في الحالات الآتية: أثناء الدورة الشهرية، أثناء فترة الحمل، خلال أول ثلاثة أشهر بعد الولادة، إذا أجرت المرأة عملية جراحية مؤخرًا، في حالة حدوث نزيف غير عادي أو الشعور بألم في الحوض.
- لا تقومي بجمع العينة في حالة استخدام تحميلة مهبلية أو كرميات أو غسول مهبلي أو وسائل مهبلية لمنع الحمل أو واقيات جنسية خلال آخر ثلاثة أيام.
- لا تقومي بجمع العينة في حالة ممارسة الجماع أو إجراء فحوصات بالموجات فوق الصوتية أو فحوصات أمراض النساء خلال آخر يومين.
- إذا كنت تعانين من مشكلة صحية، أو تشعرين بدوخة/توعلك، لا تقومي بجمع العينة، واستشري أخصائي الرعاية الصحية.
- لا تحتوي المسحة على أي مواد أصلها حيواني.

محتويات مجموعة العينة

نرجو التأكد من وجود المحتويات الآتية كلها في مجموعة العينة. في حالة نقص المحتويات أو وجود تلف فيها، فلا تقومي بجمع العينة، وأطلي المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية.



مسحة للمهبل وأنبوب لجمع العينة

Summary
First name
Date of birth
Sample date
Sample: vaginal DC Swabs (self-collected)






ملصق للعينة

Cervical Screening London
HPV Self-collected Specimen Only
Return instructions:
• Place this bag containing the self-collected sample inside the red and white cervical screening bar-coded purple transport bag.
• Place the bar-coded purple transport bag in the designated CSL courier collection area.
If this bag is not collected, please call CSL on 020 7660 4881.
UN3373
BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B

كيس لحفظ العينة ونقلها

تعليمات للمريضة - جمع العينة باستخدام المسحة

- 1 اغسلي يديك بالماء الدافئ والصابون. افتحي العبوة التي تحتوي على المسحة وأنبوب التجميع. انزعى غطاء أنبوب التجميع واتركه جانباً الآن.
- 2 من المهم أن تحافظي على توازنك وهذونك أثناء جمع العينة. يمكنك جمع العينة وأنت في وضع الوقوف. قبل أخذ العينة، افتحي أنبوب المسحة عن طريق لف الغطاء.



والآن يمكنك تسليم المسحة إلى أخصائي الرعاية الصحية. وسوف يقوم بعمل اللازم قبل إرسال العينة للفحص. يجب تسليم أنبوب تجميع المسحة، وكيس العينة الشفاف، وملصق العينة، وورقة التعليمات هذه لأخصائي الرعاية الصحية.

لرؤية هذه التعليمات بلغات أخرى، نرجو زيارة:
www.hslpathology.com/cervical-screening-self-collection

© The Doctors Laboratory Limited, 2025
الرسومات التوضيحية: حقوق التأليف والنشر © جاج ماثارو/Thin Air Productions
TAP5692B-ARABIC/30-07-25/V8

